

Assistenza e manutenzione

NitroFlow Lab



Generatori di azoto LC/MS Parker Balston:

Per garantire prestazioni ottimali e massima durata del vostro NitroFlow Lab, Parker Balston consiglia di curare la manutenzione del generatore come da manuale di istruzioni. Il contatore di manutenzione posto sull'interfaccia LCD di comando e la spia di manutenzione vi indicheranno quando è necessario effettuare la revisione.

MADAtec è un centro assistenza Parker Balston autorizzato che si occupa dell'installazione, manutenzione e riparazione dell'intera gamma di sistemi per gas analitici. Tutti i tecnici sono altamente qualificati e utilizzano solo ricambi Parker originali.



Per informazioni, contattare:

MADAtec srl

Via Monte Grappa, 18
20060 Pessano con Bornago (MI)
Italy

Tel +39-02-36542401

Fax +39-02-70046017

service@madatec.com

www.madatec.com

Caratteristiche dell'assistenza

- Centro assistenza autorizzato Parker
- Professionalità e competenza per quanto riguarda prodotti e applicazioni
- Prestazioni ottimali nel tempo
- Ricambi Parker originali
- Tecnici altamente qualificati
- Assicurate al vostro generatore una vita più lunga



Assistenza e manutenzione

NitroFlow Lab

Per garantire una maggiore durata del NitroFlow Lab, vi consigliamo di curare la manutenzione del generatore seguendo questo programma:

Modello	Descrizione	Intervallo di manutenzione
159.003754	Kit per la manutenzione annuale/filtro ai carboni attivi	12 mesi
159.003313	Sostituzione del compressore ad alta pressione 230 V ca - 50 Hz	ogni 12.000 ore di utilizzo circa o 18 mesi
159.003314	Sostituzione del compressore a bassa pressione 230 V ca 50Hz	ogni 24.000 ore di utilizzo circa o 36 mesi

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, contattate MADAtec al numero +39-02-36542401 o inviate un'e-mail all'indirizzo service@madatec.com